

KODRA

Steckbecken-Spülapparat **easyclean1**

mit dezentraler thermischer Desinfektion

*Effiziente Reinigung und Desinfektion von Steckbecken,
Urinflaschen, Nachtstuhleimern ...*

Perfekte Technik für den Dauereinsatz im Pflegebereich



- Thermische Desinfektion A0-Wert orientiert nach EN ISO 15883-3
- Hocheffizientes Spülsystem mit Power-Clean-Spezialdüsen
- Optimale Reinigung bei niedrigstem Wasserverbrauch
- KODRA-Cleaner zur Härtestabilisierung und Klarspülung
- Gehäuse, Spülkammer und Dampferzeuger aus Edelstahl
- Platzsparende Kompakt-Abmessungen

easyclean1 (ec1)

Kurzbeschreibung

Medizinprodukt

easyclean1 (=ec1), Steckbecken-Spülapparat mit thermischer Desinfektion nach Richtlinie 93/42/EWG

Gehäuse

Edelstahl (Chromnickelstahl 1.4301)

Abmessungen

Standapparat	B 500, H 950, T 580
Apparat mit Sockel	B 500, H 1200, T 580
Untertischeinschub (ohne Abdeckung)	B 500, H 920, T 580

Sanitärgerichte

1 Steckbecken mit Deckel und 2 Urinflaschen oder
1 Nachtstuhleimer mit Deckel im Universalhalter
2 Urinflaschen oder
andere Pflegegeschirre je nach Größe und Form

Spülprogramme

Sparprogramm für Urinflaschen und leicht verschmutzte Steckbecken
Normalprogramm für Steckbecken und Nachtstuhleimer

Spültechnik

Freier Einlauf nach EN 1717
Wasservorratsbehälter mit integriertem Dampferzeuger aus Chromnickelstahl (1.4571)
Druckerhöhungspumpe für optimale Reinigung unabhängig vom Hauswasserdruck
Power-Clean-Spezialdüse für Steckbecken sowie Injektordüsen für Urinflaschen aus Edelstahl; außerdem Apparatetürdichtung und Leckwassermelder

Desinfektion

Thermische Desinfektion mit vollständiger Systemdesinfektion
Werkseinstellung $A0 \geq 120$
Mindesteinstellung nach Norm EN ISO 15883-3 $A0 \geq 60$
Maximaleinstellung $A0 = 3000$
KODRA-Cleaner zur Härtestabilisierung und Klarspülung

Steuerung

KODRA KOTRONIK easyclean1 frei programmierbar
Display 2 x 40 Zeichen, Design blau, beleuchtet, Anzeige Temperatur und A0-Wert, Warnhinweise, Fehlermeldungen, Wartungsmeldung (MPBetreibV § 6)
Auswahl der Spülprogramme
Einstellung des A0-Wertes ($A0 \geq 60$ bis ≤ 3000)
Einstellung der Cleaner-Dosierung (je nach Hauswasserhärte)

Anschluss

230V, LNPE, 50Hz, 3,2 kW
Kaltwasser ½ " (DN 15)
Warmwasser ½ " (DN 15)
Abwasser Sifon aus PE; DN 100, Abgang waagrecht oder senkrecht
Frontblende mit Schloss; abnehmbar für Kanisterwechsel

Bedienfeld



EINRICHTUNGEN UND GERÄTE AUS EDELSTAHL UND ANDEREN HOCHWERTIGEN WERKSTOFFEN FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

KODRA GmbH & Co. KG

KODRA

Bruno-Jacoby-Weg 9
70597 Stuttgart (Degerloch)
Internet www.kodra.de

Telefon +49 (0)711/72 00 2-0
Telefax +49 (0)711/72 00 2-22
E-mail info@kodra.de

Änderungen durch technische Innovation
vorbehalten. Stand: Oktober 2013